



## Klinische Chemie

### Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))

Analyt	Untersuchungsmaterial	Methode	Anweisung / Version	Stand	Gerät	CE- / in-Haus-Verfahren
HbA1c	EDTA-Blut	HPLC mit photometrischer Detektion	AM-LG-116/J	11.01.2023	G11	CE

### Durchflusszytometrie (inkl. Partikeleigenschaftenbestimmungen)

Analyt	Untersuchungsmaterial	Methode	Anweisung / Version	Stand	Gerät	CE- / in-Haus-Verfahren
Basophile	EDTA-Blut	Optoelektrische Durchflusszytometrie	AM-LG-123/M	16.01.2023	ADVIA 2120i	CE
Eosinophile	EDTA-Blut...	Optoelektrische Durchflusszytometrie	AM-LG-123/M	16.01.2023	ADVIA 2120i	CE
Erythrozyten, MCV, MCH, MCHC	EDTA-Blut	Optoelektrische Durchflusszytometrie	AM-LG-123/M	16.01.2023	ADVIA 2120i	CE
Thrombozyten	EDTA-Blut, Citrat-Blut,	Optoelektrische Durchflusszytometrie	AM-LG-123/M	16.01.2023	ADVIA 2120i	CE
Lymphozyten	EDTA-Blut	Optoelektrische Durchflusszytometrie	AM-LG-123/M	16.01.2023	ADVIA 2120i	CE
Monozyten	EDTA-Blut	Optoelektrische Durchflusszytometrie	AM-LG-123/M	16.01.2023	ADVIA 2120i	CE
Segmentkernige Granulozyten	EDTA-Blut	Optoelektrische Durchflusszytometrie	AM-LG-123/M	16.01.2023	ADVIA 2120i	CE
Leukozyten	EDTA-Blut	Optoelektrische Durchflusszytometrie	AM-LG-123/M	16.01.2023	ADVIA 2120i	CE
Hämatokrit	EDTA-Blut	Berechnung	AM-LG-123/M	16.01.2023	ADVIA 2120i	CE
Retikulozyten	EDTA-Blut	Optoelektrische Durchflusszytometrie	AM-KC-206/H	05.06.2023	ADVIA 2120i	CE

### Elektrochemische Untersuchungen

Analyt	Untersuchungsmaterial	Methode	Anweisung / Version	Stand	Gerät	CE- / in-Haus-Verfahren
Kalium	Serum	Ionenselektive-Elektroden-Messung	AM-LG-132/E	28.10.2019	AU5800	CE
Natrium	Serum	Ionenselektive-Elektroden-Messung	AM-LG-132/E	28.10.2019	AU5800	CE
Glucose	Hämolsat	Enzymatisch-amperometrischer Test	AM-LG-109/G	17.07.2017	SUPER-GL	CE



## Elektrophorese

Analyt	Untersuchungsmaterial	Methode	Anweisung / Version	Stand	Gerät	CE- / in-Haus-Verfahren
Proteinfraktionen	Serum	Kapillarelektrophorese	AM-LG-120/J	23.10.2023	Capillarys 2 flex piercing	CE

## Koagulometrie

Analyt	Untersuchungsmaterial	Methode	Anweisung / Version	Stand	Gerät	CE- / in-Haus-Verfahren
Partielle Thromboplastinzeit	Citrat-Plasma	Optische Messung	AM-LG-111/O	28.09.2022	TOP 550 / TOP 700 CTS	CE
Prothrombinzeit (Quick-Wert)	Citrat-Plasma	Optische Messung	AM-LG-111/O	28.09.2022	TOP 550 / TOP 700 CTS	CE
Thrombinzeit	Citrat-Plasma	Optische Messung	AM-LG-111/O	28.09.2022	TOP 550 / TOP 700 CTS	CE
Fibrinogen	Citrat-Plasma	Optische Messung	AM-LG-111/O	28.09.2022	TOP 550 / TOP 700 CTS	CE

## Ligandenassys

Analyt	Untersuchungsmaterial	Methode	Anweisung / Version	Stand	Gerät	CE- / in-Haus-Verfahren
TSH	Serum	CLIA	AM-LG-127/J	25.04.2017	ADVIA Centaur XP	CE

## Lysisreaktionen

Analyt	Untersuchungsmaterial	Methode	Anweisung / Version	Stand	Gerät	CE- / in-Haus-Verfahren
Osmotische Resistenz der Erythrozyten	EDTA-Vollblut	Hämolyse (Verdünnungsreihe)	AM-LG-113/B	30.05.2016	manuell	CE



## Mikroskopie

Analyt	Untersuchungsmaterial	Methode	Anweisung / Version	Stand	Gerät	CE- / in-Haus-Verfahren
Differential-Blutbild	Blutausstrich	Hellfeldmikroskopie	AM-LG-100/F	18.07.2017	Mikroskop	CE
Thrombozyten	Kapillarblut	Hellfeldmikroskopie	AM-LG-112/B	30.05.2016	Mikroskop	CE
Retikulozyten	EDTA-Blut	Hellfeldmikroskopie	AM-LG-122/C	11.01.2023	Mikroskop	CE
Epithelien	Urin	Hellfeldmikroskopie	AM-LG-107/E	25.04.2017	Mikroskop	CE
Erythrozyten	Urin	Hellfeldmikroskopie	AM-LG-107/E	25.04.2017	Mikroskop	CE
Hefen	Urin	Hellfeldmikroskopie	AM-LG-107/E	25.04.2017	Mikroskop	CE
Kristalle	Urin	Hellfeldmikroskopie	AM-LG-107/E	25.04.2017	Mikroskop	CE
Leukozyten	Urin	Hellfeldmikroskopie	AM-LG-107/E	25.04.2017	Mikroskop	CE
Granulierte Zylinder	Urin	Hellfeldmikroskopie	AM-LG-107/E	25.04.2017	Mikroskop	CE
Harnsediment	Urin	Hellfeldmikroskopie (semiquantitative Bestimmung)	AM-LG-114/C	17.07.2017	Mikroskop	CE

## Qualitative Untersuchungen (einfache) mit visueller Auswertung

Analyt	Untersuchungsmaterial	Methode	Anweisung / Version	Stand	Gerät	CE- / in-Haus-Verfahren
Urinstatus	Urin	Mit Hilfe von Reagenzträgern	AM-LG-106/F	12.04.2022	Urin-Sticks	CE
Blutsenkungsgeschwindigkeit	EDTA-Blut	Sedimentation nach Westergren	AM-LG-101/C	30.05.2016	Roller 20LC	CE

## Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)

Analyt	Untersuchungsmaterial	Methode	Anweisung / Version	Stand	Gerät	CE- / in-Haus-Verfahren
HDL-Cholesterin	Serum	VIS-Photometrie	AM-LG-133/L	18.07.2023	AU5800	CE
<del><math>\alpha</math>-Hydroxybutyrat-dehydrogenase (HBDH)</del>	<del>Serum</del>	<del>UV-Photometrie</del>	<del>AM-LG-130/G</del>	<del>16.01.2023</del>	<del>AU5800</del>	<del>CE</del>
Glutamat-dehydrogenase (GLDH)	Serum	UV-Photometrie	AM-LG-130/G	16.01.2023	AU5800	CE



## Liste aller akkreditierten Analyten des Zentrallabors Lübecker Ärzte

Seite 4 von 5

Laborärztliche Gemeinschaftspraxis/Zentral – Labor Lübecker Ärzte, Von Morgen Str.3, 23564 Lübeck – Tel. 0451/610 90 0

Bilirubin (direkt)	Serum	VIS-Photometrie	AM-LG-133/L	11.01.2023	AU5800	CE
Bilirubin (gesamt)	Serum	VIS-Photometrie	AM-LG-133/L	11.01.2023	AU5800	CE
Calcium	Serum	VIS-Photometrie	AM-LG-133/L	11.01.2023	AU5800	CE
Cholesterin	Serum	VIS-Photometrie	AM-LG-133/L	11.01.2023	AU5800	CE
Gesamteiweiß	Serum	VIS-Photometrie	AM-LG-133/L	11.01.2023	AU5800	CE
Glucose	Serum, Natriumfluorid-Blut	UV-Photometrie	AM-LG-133/L	11.01.2023	AU5800	CE
Hämoglobin	EDTA-Blut	VIS-Photometrie	AM-LG-123/M	16.01.2023	ADVIA 2120i	CE
Harnsäure	Serum	VIS-Photometrie	AM-LG-133/L	11.01.2023	AU5800	CE
Harnstoff	Serum	UV-Photometrie	AM-LG-133/L	11.01.2023	AU5800	CE
Phosphat	Serum	UV-Photometrie	AM-LG-133/L	11.01.2023	AU5800	CE
Triglyceride	Serum	VIS-Photometrie	AM-LG-133/L	11.01.2023	AU5800	CE
g-Glutamyltransferase (GGT)	Serum	VIS-Photometrie	AM-LG-130/G	16.01.2023	AU5800	CE
Alkalische Phosphatase	Serum	VIS-Photometrie	AM-LG-130/G	16.01.2023	AU5800	CE
Amylase	Serum	VIS-Photometrie	AM-LG-130/G	16.01.2023	AU5800	CE
Cholinesterase	Serum	VIS-Photometrie	AM-LG-130/G	16.01.2023	AU5800	CE
Creatin-Kinase (CK)	Serum	UV-Photometrie	AM-LG-130/G	16.01.2023	AU5800	CE
Creatin-Kinase-MB (CK-MB)	Serum	UV-Photometrie	AM-LG-130/G	16.01.2023	AU5800	CE
Eisen	Serum	VIS-Photometrie	AM-LG-133/L	11.01.2023	AU5800	CE
Eisenbindungskapazität (gesamt)	Serum	VIS-Photometrie	AM-LG-133/L	11.01.2023	AU5800	CE
Glutamat-Oxalacetat-Transaminase (GOT)	Serum	UV-Photometrie	AM-LG-130/G	16.01.2023	AU5800	CE
Glutamat-Pyruvat-Transaminase (GPT)	Serum	UV-Photometrie	AM-LG-130/G	16.01.2023	AU5800	CE
Kreatinin	Serum	VIS-Photometrie	AM-LG-133/L	11.01.2023	AU5800	CE
Lactatdehydrogenase (LDH)	Serum	UV-Photometrie	AM-LG-130/G	16.01.2023	AU5800	CE
Lipase	Serum	VIS-Photometrie	AM-LG-130/G	16.01.2023	AU5800	CE



### Spektrometrie (Immunturbidimetrie)

Analyt	Untersuchungsmaterial	Methode	Anweisung / Version	Stand	Gerät	CE- / in-Haus-Verfahren
C-reaktives Protein (CRP)	Serum	Immunturbidimetrischer Test	AM-LG-131/F	20.09.2023	AU5800	CE
Immunglobulin A, -G, -M	Serum	Immunturbidimetrischer Test	AM-LG-131/F	20.09.2023	AU5800	CE
Transferrin	Serum	Immunturbidimetrischer Test	AM-LG-131/F	20.09.2023	AU5800	CE

### Mikrobiologie

#### Spektrometrie (Immunturbidimetrie)

Analyt	Untersuchungsmaterial	Methode	Anweisung / Version	Stand	Gerät	CE- / in-Haus-Verfahren
Streptokokken der Gruppe A (ASL)	Serum	Immunturbidimetrischer Test	AM-LG-131/F	20.09.2023	AU5800	CE