



Klinische Chemie

Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))

Analyt	Untersuchungsmaterial	Methode	Anweisung / Version	Gerät	CE- / in-Haus-Verfahren
HbA1c	EDTA-Blut	HPLC mit photometrischer Detektion	AM-LG-116/J	G11	CE
Adrenalin	Urin	HPLC mit elektrochemischer Detektion	AM-KC-204/I	HPLC-Anlagen	In-Haus
Dopamin	Urin	HPLC mit elektrochemischer Detektion	AM-KC-204/I	HPLC-Anlagen	In-Haus
Noradrenalin	Urin	HPLC mit elektrochemischer Detektion	AM-KC-204/I	HPLC-Anlagen	In-Haus
Vanillinmandelsäure	Urin	HPLC mit elektrochemischer Detektion	AM-KC-205/K	HPLC-Anlagen	In-Haus
5-HIES (5-Hydroxyindolessigsäure)	Urin	HPLC mit elektrochemischer Detektion	AM-KC-205/K	HPLC-Anlagen	In-Haus
Oxcarbazepin	Serum	HPLC mit UV-Detektion	AM-KC-214/F	HPLC-Anlagen	In-Haus
Oxcarbazepin (10-OH-)	Serum	HPLC mit UV-Detektion	AM-KC-214/F	HPLC-Anlagen	In-Haus
Carbamazepin	Serum	HPLC mit UV-Detektion	AM-KC-214/F	HPLC-Anlagen	In-Haus
Phenobarbital	Serum	HPLC mit UV-Detektion	AM-KC-214/F	HPLC-Anlagen	In-Haus
Phenytoin	Serum	HPLC mit UV-Detektion	AM-KC-214/F	HPLC-Anlagen	In-Haus
Primidon	Serum	HPLC mit UV-Detektion	AM-KC-214/F	HPLC-Anlagen	In-Haus
Vitamin B1-Thiaminpyrophosphat (TPP)	EDTA-Blut	HPLC mit FL-Detektion	AM-KC-211/F	HPLC-Anlagen	In-Haus
Vitamin B2-Flavinadeninindinulceotid (FAD)	EDTA-Blut	HPLC mit FL-Detektion	AM-KC-211/F	HPLC-Anlagen	In-Haus
Vitamin B6 Pyridoxal-5-Phosphat (PLP)	EDTA-Blut	HPLC mit FL-Detektion	AM-KC-211/F	HPLC-Anlagen	In-Haus
Amiodaron	Serum	HPLC mit UV-Detektion	AM-KC-212/E	HPLC-Anlagen	In-Haus
Levetiracetam	Serum	HPLC mit UV-Detektion	AM-KC-213/E	HPLC-Anlagen	In-Haus
Ethosuximid	Serum	HPLC mit UV-Detektion	AM-KC-214/F	HPLC-Anlagen	In-Haus
Lamotrigin	Serum	HPLC mit UV-Detektion	AM-KC-214/F	HPLC-Anlagen	In-Haus



Durchflusszytometrie (inkl. Partikeleigenschaftsbestimmungen)

Analyt	Untersuchungsmaterial	Methode	Anweisung / Version	Gerät	CE- / in-Haus-Verfahren
Basophile	EDTA-Blut	Optoelektrische Durchflusszytometrie	AM-LG-123/M	ADVIA 2120i	CE
Eosinophile	EDTA-Blut...	Optoelektrische Durchflusszytometrie	AM-LG-123/M	ADVIA 2120i	CE
Erythrozyten, MCV, MCH, MCHC	EDTA-Blut	Optoelektrische Durchflusszytometrie	AM-LG-123/M	ADVIA 2120i	CE
Thrombozyten	EDTA-Blut, Citrat-Blut,	Optoelektrische Durchflusszytometrie	AM-LG-123/M	ADVIA 2120i	CE
Lymphozyten	EDTA-Blut	Optoelektrische Durchflusszytometrie	AM-LG-123/M	ADVIA 2120i	CE
Monozyten	EDTA-Blut	Optoelektrische Durchflusszytometrie	AM-LG-123/M	ADVIA 2120i	CE
Segmentkernige Granulozyten	EDTA-Blut	Optoelektrische Durchflusszytometrie	AM-LG-123/M	ADVIA 2120i	CE
Leukozyten	EDTA-Blut	Optoelektrische Durchflusszytometrie	AM-LG-123/M	ADVIA 2120i	CE
Hämatokrit	EDTA-Blut	Berechnung	AM-LG-123/M	ADVIA 2120i	CE
Retikulozyten	EDTA-Blut	Optoelektrische Durchflusszytometrie	AM-KC-206/H	ADVIA 2120i	CE
Hämoglobingehalt der Retikulozyten	EDTA-Blut	Berechnung	AM-KC-206/H	ADVIA 2120i	CE

Elektrochemische Untersuchungen

Analyt	Untersuchungsmaterial	Methode	Anweisung / Version	Gerät	CE- / in-Haus-Verfahren
Chlorid	Serum	Potentiometrie	AM-KC-221/D	AU680	CE
Kalium	Serum	Potentiometrie [ionenselektive Elektroden]	AM-LG-132/E, AM-KC-227/B	AU5800 AU680	CE
Natrium	Serum	Potentiometrie [ionenselektive Elektroden]	AM-LG-132/E, AM-KC-227/B	AU5800 AU680	CE
Kalium	Urin	Potentiometrie	AM-KC-122/F	AU680	CE
Natrium	Urin	Potentiometrie	AM-KC-122/F	AU680	CE
pCO ₂	Arteriell Vollblut	Potentiometrie	AM-KC-107/F	RapidLab348EX	CE
Ph-Wert	Arteriell Vollblut	Potentiometrie	AM-KC-107/F	RapidLab348EX	CE
pO ₂	Arteriell Vollblut	Amperometrischer Test	AM-KC-107/F	RapidLab348EX	CE
Ionisiertes Calcium	Arteriell Vollblut	Potentiometrie [ionenselektive Elektroden]	AM-KC-107/F	RapidLab348EX	CE
Hämatokrit	Arteriell Vollblut	Konduktometrie	AM-KC-107/F	RapidLab348EX	CE
Glucose	Hämolyat	Enzymatisch-amperometrischer Test	AM-LG-109/G	SUPER-GL	CE
Lactat	Hämolyat	Enzymatisch-amperometrischer Test	AM-LG-109/G	SUPER-GL	CE

**Elektrophorese**

Analyt	Untersuchungsmaterial	Methode	Anweisung / Version	Gerät	CE- / in-Haus-Verfahren
Proteinfractionen	Serum	Kapillarelektrophorese	AM-LG-120/I AM-KC-131/D	Capillarys 2 flex piercing	CE
Proteinfractionen	Urin	SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese	AM-KC-202/E	MULTI-PHOR 2117	In-Haus
Proteinfractionen	Serum, Urin	Immundefixation-Elektrophorese	AM-KC-200/E	HYDRASYS	CE
Oligoklonale Banden	Serum, Liquor	Isoelektronische Fokussierung	AM-KC-116/B	HYDRASYS	CE

Koagulometrie

Analyt	Untersuchungsmaterial	Methode	Anweisung / Version	Gerät	CE- / in-Haus-Verfahren
Partielle Thromboplastinzeit	Citrat-Plasma	Optische Messung	AM-LG-111/O	TOP 550 / TOP 700 CTS	CE
Prothrombinzeit (Quick-Wert)	Citrat-Plasma	Optische Messung	AM-LG-111/O	TOP 550 / TOP 700 CTS	CE
Thrombinzeit	Citrat-Plasma	Optische Messung	AM-LG-111/O	TOP 550 / TOP 700 CTS	CE
Fibrinogen	Citrat-Plasma	Optische Messung	AM-LG-111/O	TOP 550 / TOP 700 CTS	CE
APC-Resistenz	Citrat-Plasma	Optische Messung	AM-KC-128/C	TOP 500	CE
Protein S-Aktivität	Citrat-Plasma	Optische Messung	AM-KC-130/C	TOP 500	CE
Lupus-Antikoagulanz	Citrat-Blut	Optische Messung	AM-KC 134/B	TOP 500	CE
Protein C-Aktivität	Citrat-Plasma	Optische Messung	AM-KC-127/D	TOP 500	CE
Antithrombin III	Citrat-Plasma	Optische Messung	AM-KC-129/D	TOP 500	CE

Ligandenassys

Analyt	Untersuchungsmaterial	Methode	Anweisung / Version	Gerät	CE- / in-Haus-Verfahren
Dehydroepiandrosteron Sulfat (DHEAS)	Serum	CLIA	AM-KC-330/H	LIAISON XL	CE
Vitamin D3, 25-OH	Serum	CLIA	AM-KC-417/E	LIAISON XL	CE
C-Peptid	Serum	CLIA	AM-KC-335/J	LIAISON XL	CE
Aldosteron	Serum	CLIA	AM-KC-419/D	LIAISON XL	CE
Plattenepithel-Carcinom assoz. Antigen (SCC)	Serum, EDTA-Plasma, Na-Heparin-Plasma	CMIA	AM-KC-310/H	Architect i1000SR	CE



Liste aller akkreditierten Analyten in der laborärztlichen Facharztpraxis Lübeck

Seite 4 von 30

Laborärztliche Gemeinschaftspraxis/Zentral – Labor Lübecker Ärzte, Von Morgen Str.3, 23564 Lübeck – Tel. 0451/610 90 0

Tacrolimus (Prograf)	EDTA-Blut	CMIA	AM-KC-310/H	Architect i1000SR	CE
Cyclosporin	EDTA-Blut	CMIA	AM-KC-310/H	Architect i1000SR	CE
HE4	Serum	CMIA	AM-KC-310/H	Architect i1000SR	CE
Tissue Polypeptid Antigen (TPA)	Serum	CLIA	AM-KC-327/H	LIAISON XL	CE
Freies Thyroxin (fT4)	Serum	CLIA	AM-KC-312/O	Atellica Solution	CE
Freies Trijodthyronin (fT3)	Serum	CLIA	AM-KC-312/O	Atellica Solution	CE
Troponin I	Serum	CLIA	AM-KC-100/J	Atellica Solution	CE
PSA	Serum	CLIA	AM-KC-110/M	Atellica Solution	CE
c-PSA (komplexiertes PSA)	Serum	CLIA	AM-KC-110/M	Centaur XP	CE
f-PSA (freies PSA)	Serum	CLIA	AM-KC-110/M	Atellica Solution	CE
Cortisol	Serum	CLIA	AM-KC-313/K	Atellica Solution	CE
Digoxin	Serum	CLIA	AM-KC-311/J	Atellica Solution	CE
Digitoxin	Serum	CLIA	AM-KC-109/J	Atellica Solution	CE
Folsäure	Serum	CLIA	AM-KC-311/J	Atellica Solution	CE
Valproinsäure (DPA)	Serum	CLIA	AM-KC-117/I	Atellica Solution	CE
Progesteron	Serum	CLIA	AM-KC-313/K	Atellica Solution	CE
Testosteron, gesamt	Serum	CLIA	AM-KC-313/K	Atellica Solution	CE
Ferritin	Serum	CLIA	AM-KC-311/J	Atellica Solution	CE
TSH	Serum	CLIA	AM-KC-312/O	Atellica Solution	CE
Vitamin B12	Serum	CLIA	AM-KC-311/J	Atellica Solution	CE
CA 125	Serum, Pleuraflüssigkeit	CLIA	AM-KC-345/J	Atellica Solution	CE
CA 15-3	Serum, Pleuraflüssigkeit	CLIA	AM-KC-345/J	Atellica Solution	CE
CA 19-9	Serum, Pleuraflüssigkeit, Aszitis	CLIA	AM-KC-345/J	Atellica Solution	CE
CEA	Serum, Punktat, Pleuraflüssigkeit, Aszitis	CLIA	AM-KC-345/J	Atellica Solution	CE
a-Fetoprotein	Serum	CLIA	AM-KC-421/D	Atellica Solution	CE
Homocystein	EDTA-Plasma und Serum	CLIA	AM-KC-108/G	Atellica Solution	CE
Östradiol	Serum	CLIA	AM-KC-313/K	Atellica Solution	CE
Follikelstimulierendes Hormon (FSH)	Serum	CLIA	AM-KC-313/K	Atellica Solution	CE
HCG (gesamt u. β -Kette)	Serum	CLIA	AM-KC-313/K	Atellica Solution	CE
Luteinisierendes Hormon (LH)	Serum	CLIA	AM-KC-313/K	Atellica Solution	CE
Prolaktin	Serum	CLIA	AM-KC-313/K	Atellica Solution	CE



Liste aller akkreditierten Analyten in der laborärztlichen Facharztpraxis Lübeck

Seite 5 von 30

Laborärztliche Gemeinschaftspraxis/Zentral – Labor Lübecker Ärzte, Von Morgen Str.3, 23564 Lübeck – Tel. 0451/610 90 0

Intaktes PTH	Serum, EDTA-Plasma	CLIA	AM-KC-422/D	Atellica Solution	CE
B-Typ natriuretisches Peptid (BNP)	EDTA-Plasma	CLIA	AM-KC-404/G	Atellica Solution	CE
N-terminales Pro-B-natriuretisches Peptid (NT-pro-BNP)	Serum, EDTA-Plasma, Lithiumheparinatplasma	CLIA	AM-KC-512/C	Atellica Solution	CE
Adrenocorticotrophes Hormon (ACTH)	EDTA-Plasma	CLIA	AM-KC-409/E	LIAISON XL	CE
Neuronspezifische Enolase (NSE)	Serum	CLIA	AM-KC-411/F	LIAISON XL	CE
Renin	EDTA-Plasma	CLIA	AM-KC-416/D	LIAISON XL	CE
CA 72-4	Serum, Citrat- und EDTA-Plasma	EIA	AM-KC-141/E	Spektralphotometer "Sunrise" für Mikrotiterplatten	CE
Interleukin 2 Rezeptor	Serum	CLIA	AM-KC-504/E	Immulite 2000 xpi	CE
Hämoglobin	Stuhl	ELISA (iFOBT)	AM-KC-508/C	manuell/DSX	CE
Erythroprotein (EPO)	Serum	CLIA	AM-KC-140/M	Immulite 2000 xpi	CE
Pankreatische Elastase	Stuhl	ELISA	AM-KC-104/L	manuell/DSX	CE
Calprotectin	Stuhl	ELISA	AM-MI-406/E	DSX	CE
Lactoferrin	Stuhl	ELISA	AM-KC-103/B	DSX	CE
SHBG (sex hormone binding globulin)	Serum, hepariniertes-Plasma	CMIA	AM-KC-216/D	Architect i1000SR	CE
Holotranscobalamin	Serum	CMIA	AM-KC-215/C	Architect i1000SR	CE
S100	Serum	CLIA	AM-KC-423/D	LIAISON XL	CE
Chromogranin A	Serum	ELISA	AM-KC-146/E	Spektralphotometer "Sunrise" für Mikrotiterplatten	CE
Cyfra-21	Serum, Citrat- und hepariniertes Plasma	CMIA	AM-KC-142/E	Architect i1000SR	CE

Lysisreaktionen

Analyt	Untersuchungsmaterial	Methode	Anweisung / Version	Gerät	CE- / in-Haus-Verfahren
Osmotische Resistenz der Erythrozyten	EDTA-Vollblut	Hämolyse (Verdünnungsreihe)	AM-LG-113/B	manuell	CE



Mikroskopie

Analyt	Untersuchungsmaterial	Methode	Anweisung / Version	Gerät	CE- / in-Haus-Verfahren
Leukozyten	Liquor	Hellfeldmikroskopie	AM-LG-115/C	Mikroskop	CE
Erythrozyten	Liquor	Hellfeldmikroskopie	AM-LG-115/C	Mikroskop	CE
Differential-Blutbild	Blutausstrich	Hellfeldmikroskopie	AM-LG-100/F	Mikroskop	CE
Liquorzellenmorphologie	Liquor	Hellfeldmikroskopie	AM-KC-119/D	Mikroskop	CE
Punktatzellenmorphologie	Pleura- und Aszitespunktat	Hellfeldmikroskopie	AM-KC-199/A	Mikroskop	CE
Thrombozyten	Kapillarblut	Hellfeldmikroskopie	AM-LG-112/B	Mikroskop	CE
Retikulozyten	EDTA-Blut	Hellfeldmikroskopie	AM-LG-122/C	Mikroskop	CE
Epithelien	Urin	Hellfeldmikroskopie	AM-LG-107/E	Mikroskop	CE
Erythrozyten	Urin	Hellfeldmikroskopie	AM-LG-107/E	Mikroskop	CE
Hefen	Urin	Hellfeldmikroskopie	AM-LG-107/E	Mikroskop	CE
Kristalle	Urin	Hellfeldmikroskopie	AM-LG-107/E	Mikroskop	CE
Leukozyten	Urin	Hellfeldmikroskopie	AM-LG-107/E	Mikroskop	CE
Granulierte Zylinder	Urin	Hellfeldmikroskopie	AM-LG-107/E	Mikroskop	CE
Harnsediment	Urin	Hellfeldmikroskopie (semiquantitative Bestimmung)	AM-LG-114/C	Mikroskop	CE
Harnsediment qualitativ	Urin	Hellfeldmikroskopie	AM-LG-107/E	Mikroskop	CE
Dysmorphie glomeruläre Erythrozyten	Urin	Phasenkontrastmikroskopie	AM-KC-105/C	Mikroskop	CE
Eumorphe glomeruläre Erythrozyten	Urin	Phasenkontrastmikroskopie	AM-KC-105/C	Mikroskop	CE
Kristalle	Urin	Phasenkontrastmikroskopie	AM-KC-121/C	Mikroskop	CE

Qualitative Untersuchungen (einfache) mit visueller Auswertung

Analyt	Untersuchungsmaterial	Methode	Anweisung / Version	Gerät	CE- / in-Haus-Verfahren
Urinstatus	Urin	Mit Hilfe von Reagenzträgern	AM-LG-106/F	Manuell	CE
Okkultes Blut	Stuhl	Mit Hilfe von Reagenzträgern	AM-KC-125/B	Manuell	CE



Laborärztliche Gemeinschaftspraxis/Zentral – Labor Lübecker Ärzte, Von Morgen Str.3, 23564 Lübeck – Tel. 0451/610 90 0

Blutsenkungsgeschwindigkeit	EDTA-Blut	Sedimentation nach Westergren	AM-LG-101/C	Roller 20LC	CE
-----------------------------	-----------	-------------------------------	-------------	-------------	----

Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)

Analyt	Untersuchungsmaterial	Methode	Anweisung / Version	Gerät	CE- / in-Haus-Verfahren
Angiotensin-Converting-Enzym	Serum	UV-Photometrie	AM-KC-102/H	Cobas-Mira	CE
Ethanol	Urin	UV-Photometrie	AM-KC-367/G	AU680	CE
Ethanol	Serum	UV-Photometrie	AM-KC-221/E	AU680	CE
Albumin	Serum, Aszites, Pleurapunktat	VIS-Photometrie	AM-KC-221/E	AU680	CE
Ammoniak	EDTA-Plasma	VIS-Photometrie	AM-KC-220/C	AU680	CE
Bilirubin (direkt)	Serum	VIS-Photometrie	AM-LG-133/K	AU5800	CE
Bilirubin (gesamt)	Serum	VIS-Photometrie	AM-LG-133/K	AU5800	CE
Calcium	Serum	VIS-Photometrie	AM-LG-133/K	AU5800	CE
Cholesterin	Serum, Punktat	VIS-Photometrie	AM-LG-133/K	AU5800	CE
Gesamteiweiß	Serum	VIS-Photometrie	AM-LG-133/K, AM-KC-221/D	AU5800, AU680	CE
Glucose	Serum, Natriumfluorid-Blut	UV-Photometrie	AM-LG-133/K, AM-KC-222/D, AM-KC-229/B	AU5800, AU680	CE
Hämoglobin	EDTA-Blut	VIS-Photometrie	AM-LG-123/M	ADVIA 2120i	CE
Harnsäure	Serum	VIS-Photometrie	AM-LG-133/K	AU5800	CE
Harnstoff	Serum	UV-Photometrie	AM-LG-133/K	AU5800	CE
Lithium	Serum	VIS-Photometrie	AM-KC-221/D	AU680	CE
Magnesium	Serum	VIS-Photometrie	AM-KC-221/D	AU680	CE
Kupfer	Serum, Heparinplasma	VIS-Photometrie	AM-KC-101/N	Cobas-Mira	CE
Zink	Serum	VIS-Photometrie	AM-KC-101/N	Cobas-Mira	CE
Phosphat	Serum	UV-Photometrie	AM-LG-133/K	AU5800	CE
Triglyceride	Serum	VIS-Photometrie	AM-LG-133/K	AU5800	CE
Lactat	Natriumfluorid-Blut, Liquor	VIS-Photometrie	AM-KC-222/D, AM-KC-123/G	AU680	CE
g-Glutamyltransferase (GGT)	Serum	VIS-Photometrie	AM-LG-130/G AM-KC-228/B	AU5800 AU680	CE
Alkalische Phosphatase	Serum, Punktat	VIS-Photometrie	AM-LG-130/G AM-KC-228/B	AU5800 AU680	CE



Laborärztliche Gemeinschaftspraxis/Zentral – Labor Lübecker Ärzte, Von Morgen Str.3, 23564 Lübeck – Tel. 0451/610 90 0

Amylase	Serum, Punktat	VIS-Photometrie	AM-LG-130/G AM-KC-228/B	AU5800 AU680	CE
Cholinesterase	Serum	VIS-Photometrie	AM-LG-130/G AM-KC-228/B	AU5800 AU680	CE
Creatin-Kinase (CK)	Serum	UV-Photometrie	AM-LG-130/G AM-KC-228/B	AU5800 AU680	CE
Creatin-Kinase-MB (CK-MB)	Serum	UV-Photometrie	AM-LG-130/G AM-KC-228/B	AU5800 AU680	CE
Eisen	Serum	VIS-Photometrie	AM-LG-133/K	AU5800	CE
Eisenbindungskapazität (gesamt)	Serum	VIS-Photometrie	AM-LG-133/K	AU5800	CE
Glutamat-Oxalacetat-Transaminase (GOT)	Serum	UV-Photometrie	AM-LG-130/G AM-KC-228/B	AU5800 AU680	CE
Glutamat-Pyruvat-Transaminase (GPT)	Serum	UV-Photometrie	AM-LG-130/G AM-KC-228/B	AU5800 AU680	CE
Kreatinin	Serum	VIS-Photometrie	AM-LG-133/K	AU5800	CE
Lactatdehydrogenase (LDH)	Serum	UV-Photometrie	AM-LG-130/G AM-KC-228/B	AU5800 AU680	CE
Lipase	Serum	VIS-Photometrie	AM-LG-130/G AM-KC-228/B	AU5800 AU680	CE
Amylase	Urin	VIS-Photometrie	AM-KC-122/F	AU680	CE
Kreatinin	Urin	VIS-Photometrie	AM-KC-122/F	AU680	CE
Amphetamine	Urin	UV-Photometrie	AM-KC-367/G	AU680	CE
Barbiturate	Urin	UV-Photometrie	AM-KC-367/G	AU680	CE
Benzodiazepine	Urin	UV-Photometrie	AM-KC-367/G	AU680	CE
Cannabinoide	Urin	UV-Photometrie	AM-KC-367/G	AU680	CE
Cocainmetabolite	Urin	UV-Photometrie	AM-KC-367/G	AU680	CE
Methadon	Urin	UV-Photometrie	AM-KC-367/G	AU680	CE
Opiate	Urin	UV-Photometrie	AM-KC-367/G	AU680	CE

Spektrometrie (Immunturbidimetrie)

Analyt	Untersuchungsmaterial	Methode	Anweisung / Version	Gerät	CE- / in-Haus-Verfahren
C-reaktives Protein (CRP)	Serum	Immunturbidimetrie	AM-LG-131/E	AU5800	CE
D-Dimer	Citrat-Plasma	Immunturbidimetrie	AM-KC-124/F	AU680	CE



Laborärztliche Gemeinschaftspraxis/Zentral – Labor Lübecker Ärzte, Von Morgen Str.3, 23564 Lübeck – Tel. 0451/610 90 0

Faktor VIII	Citrat-Plasma	Immunturbidimetrie	AM-KC-507/B	TOP 500	CE
von Willebrand-Faktor-Antigen	Citrat-Plasma	Immunturbidimetrie	AM-KC-133/B	TOP 500	CE
von Willebrand-Faktor-Aktivität	Citrat-Plasma	Immunturbidimetrie	AM-KC-132/B	TOP 500	CE

Spektometrie (Nephelometrie)

Analyt	Untersuchungsmaterial	Methode	Anweisung / Version	Gerät	CE- / in-Haus-Verfahren
α1-Antitrypsin	Serum	Nephelometrie	AM-KC-197/A	BNII	CE
α1-Glycoprotein	Serum	Nephelometrie	AM-KC-197/A	BNII	CE
α1-Mikroglobulin	Urin	Nephelometrie	AM-KC-189/D	BNII	CE
α2-Makroglobulin	Urin	Nephelometrie	AM-KC-189/D	BNII	CE
β2-Mikroglobulin	Serum, Urin	Nephelometrie	AM-KC-306/M, AM-KC-189/D	BNII	CE
Albumin	Serum, Urin, Liquor	Nephelometrie	AM-KC-189/D, AM-KC-191/A	BNII	CE
Cystatin C	Serum	Nephelometrie	AM-KC-193/A	BNII	CE
Coeruloplasmin	Serum	Nephelometrie	AM-KC-196/A	BNII	CE
Lipoprotein a	Serum	Nephelometrie	AM-KC-194/B	BNII	CE
CRP	Serum	Nephelometrie	AM-KC-306/M	BNII	CE
hs-CRP	Serum	Nephelometrie	AM-KC-307/A	BNII	CE
Haptoglobin	Serum	Nephelometrie	AM-KC-192/B	BNII	CE
Rheumafaktor	Serum	Nephelometrie	AM-KC-306/M	BNII	CE
löslicher Transferrin Rezeptor	Serum	Nephelometrie	AM-KC-198/A	BNII	CE
Transferrin	Serum, Urin	Nephelometrie	AM-KC-198/A	BNII	CE
Transferrinsättigung	Serum	Rechenwert	AM-KC-198/A	BNII	CE
CDT	Serum	Nephelometrie	AM-KC-198/A	BNII	CE
Transferrin	Serum	Nephelometrie	AM-KC-198/A	BNII	CE
ASL	Serum	Nephelometrie	AM-KC-306/M	BNII	CE

Immunologie

Durchflusszytometrie



Liste aller akkreditierten Analyten in der laborärztlichen Facharztpraxis Lübeck

Seite 10 von
30

Laborärztliche Gemeinschaftspraxis/Zentral – Labor Lübecker Ärzte, Von Morgen Str.3, 23564 Lübeck – Tel. 0451/610 90 0

Analyt	Untersuchungsmaterial	Methode	Anweisung / Version	Gerät	CE- / in-Haus- Verfahren
B-Zellen	EDTA-Blut	Durchflußzytometrie (fluoreszenzmarkiert)	AM-KC-333/J	DxFLEX	In Haus
Natürliche Killerzellen	EDTA-Blut	Durchflußzytometrie (fluoreszenzmarkiert)	AM-KC-333/J	DxFLEX	In Haus
T-Helferzellen	EDTA-Blut	Durchflußzytometrie (fluoreszenzmarkiert)	AM-KC-333/J	DxFLEX	In Haus
T-Suppressorzellen	EDTA-Blut	Durchflußzytometrie (fluoreszenzmarkiert)	AM-KC-333/J	DxFLEX	In Haus
T-Zellen	EDTA-Blut	Durchflußzytometrie (fluoreszenzmarkiert)	AM-KC-333/J	DxFLEX	In Haus
Aktivierte T-Zellen	EDTA-Blut	Durchflußzytometrie (fluoreszenzmarkiert)	AM-KC-333/J	DxFLEX	In Haus

Ligandenassays

Analyt	Untersuchungsmaterial	Methode	Anweisung / Version	Gerät	CE- / in-Haus- Verfahren
Autoantikörper gegen SLA/LP	Serum, EDTA-Plasma	ELISA	AM-KC-340/E	Spektralphotometer "Sunrise" für Mikrotiterplatten, DSX	CE
Autoantikörper gegen GAD	Serum, EDTA-Plasma	ELISA	AM-KC-301/G	Spektralphotometer "Sunrise" für Mikrotiterplatten, DSX	CE
Autoantikörper gegen SS-B (La)	Serum	ELISA	AM-KC-374/K	Spektralphotometer "Sunrise" für Mikrotiterplatten, DSX	CE
Autoantikörper gegen SS-A (Ro)	Serum	ELISA	AM-KC-374/K	Spektralphotometer "Sunrise" für Mikrotiterplatten, DSX	CE
Autoantikörper gegen Scl-70	Serum	ELISA	AM-KC-374/K	Spektralphotometer "Sunrise" für Mikrotiterplatten, DSX	CE
Autoantikörper gegen Sm	Serum	ELISA	AM-KC-374/K	Spektralphotometer "Sunrise" für Mikrotiterplatten, DSX	CE



Liste aller akkreditierten Analyten in der laborärztlichen Facharztpraxis Lübeck

Seite 11 von
30

Laborärztliche Gemeinschaftspraxis/Zentral – Labor Lübecker Ärzte, Von Morgen Str.3, 23564 Lübeck – Tel. 0451/610 90 0

Autoantikörper gegen nRnP/Sm	Serum	ELISA	AM-KC-374/K	Spektralphotometer "Sunrise" für Mikrotiterplatten, DSX	CE
Autoantikörper gegen Jo-1	Serum	ELISA	AM-KC-374/K	Spektralphotometer "Sunrise" für Mikrotiterplatten, DSX	CE
Autoantikörper gegen Parietalzellen (PCA)	Serum	ELISA	AM-KC-505/B	Spektralphotometer "Sunrise" für Mikrotiterplatten, DSX	CE
Autoantikörper gegen IA2	Serum	ELISA	AM-KC-516/A	Spektralphotometer "Sunrise" für Mikrotiterplatten	CE
Adalimumab Spiegel+Antikörper	Serum, EDTA-Plasma	ELISA	AM-KC-518/A	Spektralphotometer "Sunrise" für Mikrotiterplatten, DSX	CE
Infliximab Spiegel+Antikörper	Serum, EDTA-Plasma	ELISA	AM-KC-517/A	Spektralphotometer "Sunrise" für Mikrotiterplatten, DSX	CE
Vedolizumab Spiegel+Antikörper	Serum, EDTA-Plasma	ELISA	AM-KC-519/A	Spektralphotometer "Sunrise" für Mikrotiterplatten, DSX	CE
Cyclisch, citrulliniertes Peptid IgG (CCP)	Serum	ELISA	AM-KC-389/I	Spektralphotometer "Sunrise" für Mikrotiterplatten, DSX	CE
dsDNA-Antikörper	Serum	ELISA	AM-KC-410/I	Spektralphotometer "Sunrise" für Mikrotiterplatten, DSX	CE
Gewebs-Transglutaminase-Antikörper IgG-, IgA	Serum	ELISA	AM-KC-392/I	Spektralphotometer "Sunrise" für Mikrotiterplatten, DSX	CE
Gliadin-Antikörper IgG, IgA	Serum	FEIA	AM-KC-377/M	Phadia 100	CE
Erythropoetin	Serum	CLIA	AM-KC-140/M	Immulate 2000 xpi	CE
Calcitonin	Serum	CLIA	AM-KC-509/E	Immulate 2000 xpi	CE
Insulin	Serum	CLIA	AM-KC-510/E	Immulate 2000 xpi	CE
Immunglobulin E	Serum	CLIA	AM-KC-225/F	Immulate 2000 xpi	CE



Liste aller akkreditierten Analyten in der laborärztlichen Facharztpraxis Lübeck

Seite 12 von
30

Laborärztliche Gemeinschaftspraxis/Zentral – Labor Lübecker Ärzte, Von Morgen Str.3, 23564 Lübeck – Tel. 0451/610 90 0

Allergenspezifisches IgE	Serum	CLIA	AM-KC-224/E	Immulite 2000 xpi	CE
Autoantikörper gegen TSH-Rezeptor	Serum	CLIA	AM-KC-308/L	Immulite 2000 xpi	CE
Schilddrüse-Peroxidase-Antikörper (TPO-Ak)	Serum	CLIA	AM-KC-312/O	Atellica Solution	CE
Thyreoglobulin-Autoantikörper (TAK)	Serum	CLIA	AM-KC-312/O	Atellica Solution	CE
Autoantikörper gegen Ro-52	Serum	FEIA	AM-KC-506/B	Phadia 100	CE
Autoantikörper gegen SCL-70	Serum	FEIA	AM-KC-506/B	Phadia 100	CE
Autoantikörper gegen Jo-1	Serum	FEIA	AM-KC-506/B	Phadia 100	CE
Allergenspezifisches IgE	Serum	FEIA	AM-KC-500/A	Phadia 100	CE
Tryptase	Serum	FEIA	AM-KC-503/A	Phadia 100	CE
MPO/PR3	Serum	FEIA	AM-KC-350/I	Phadia 100	CE
Anti-Cardiolipin-Antikörper IgG/IgM	Serum	FEIA	AM-KC-413/H	Phadia 100	CE
Autoantikörper gegen CENP-B	Serum	FEIA	AM-KC-506/B	Phadia 100	CE
Autoantikörper gegen U1-RNP	Serum	FEIA	AM-KC-506/B	Phadia 100	CE
Autoantikörper gegen AMA-M2	Serum	FEIA	AM-KC-506/B	Phadia 100	CE
Anti- β 2-Glykoprotein- I - Antikörper IgG/IgM	Serum	FEIA	AM-KC-414/F	Phadia 100	CE
Autoantikörper gegen MI-2	Serum, EDTA-, Heparin- und Citrat-Plasma	membranfixierter Immunoblot (Line Assay)	AM-KC-144/D	manuell / EuroLineScan	CE
Autoantikörper gegen KU	Serum, EDTA-, Heparin- und Citrat-Plasma	membranfixierter Immunoblot (Line Assay)	AM-KC-144/D	manuell / EuroLineScan	CE
Autoantikörper gegen PM-Scl	Serum, EDTA-, Heparin- und Citrat-Plasma	membranfixierter Immunoblot (Line Assay)	AM-KC-144/D	manuell / EuroLineScan	CE
Autoantikörper gegen Jo-1	Serum, EDTA-, Heparin- und Citrat-Plasma	membranfixierter Immunoblot (Line Assay)	AM-KC-144/D	manuell / EuroLineScan	CE



Liste aller akkreditierten Analyten in der laborärztlichen Facharztpraxis Lübeck

Seite 13 von
30

Laborärztliche Gemeinschaftspraxis/Zentral – Labor Lübecker Ärzte, Von Morgen Str.3, 23564 Lübeck – Tel. 0451/610 90 0

Autoantikörper gegen PL-7	Serum, EDTA-, Heparin- und Citrat-Plasma	membranfixierter Immunoblot (Line Assay)	AM-KC-144/D	manuell / EuroLineScan	CE
Autoantikörper gegen PL-12	Serum, EDTA-, Heparin- und Citrat-Plasma	membranfixierter Immunoblot (Line Assay)	AM-KC-144/D	manuell / EuroLineScan	CE
Autoantikörper gegen Ro52	Serum, EDTA-, Heparin- und Citrat-Plasma	membranfixierter Immunoblot (Line Assay)	AM-KC-144/D	manuell / EuroLineScan	CE
Autoantikörper gegen MI-2β	Serum, EDTA-, Heparin- und Citrat-Plasma	membranfixierter Immunoblot (Line Assay)	AM-KC-144/D	manuell / EuroLineScan	CE
Autoantikörper gegen Tif1y	Serum, EDTA-, Heparin- und Citrat-Plasma	membranfixierter Immunoblot (Line Assay)	AM-KC-144/D	manuell / EuroLineScan	CE
Autoantikörper gegen MDA5	Serum, EDTA-, Heparin- und Citrat-Plasma	membranfixierter Immunoblot (Line Assay)	AM-KC-144/D	manuell / EuroLineScan	CE
Autoantikörper gegen NXP2	Serum, EDTA-, Heparin- und Citratplasma	membranfixierter Immunoblot (Line Assay)	AM-KC-144/D	manuell / EuroLineScan	CE
Autoantikörper gegen SAE1	Serum, EDTA-, Heparin- und Citrat-Plasma	membranfixierter Immunoblot (Line Assay)	AM-KC-144/D	manuell / EuroLineScan	CE
Autoantikörper gegen PM-Sc1100	Serum, EDTA-, Heparin- und Citrat-Plasma	membranfixierter Immunoblot (Line Assay)	AM-KC-144/D	manuell / EuroLineScan	CE
Autoantikörper gegen SRP	Serum, EDTA-, Heparin- und Citrat-Plasma	membranfixierter Immunoblot (Line Assay)	AM-KC-144/D	manuell / EuroLineScan	CE
Autoantikörper gegen EJ	Serum, EDTA-, Heparin- und Citrat-Plasma	membranfixierter Immunoblot (Line Assay)	AM-KC-144/D	manuell / EuroLineScan	CE
Autoantikörper gegen OJ	Serum, EDTA-, Heparin- und Citrat-Plasma	membranfixierter Immunoblot (Line Assay)	AM-KC-144/D	manuell / EuroLineScan	CE



Liste aller akkreditierten Analyten in der laborärztlichen Facharztpraxis Lübeck

Seite 14 von
30

Laborärztliche Gemeinschaftspraxis/Zentral – Labor Lübecker Ärzte, Von Morgen Str.3, 23564 Lübeck – Tel. 0451/610 90 0

Interferon-Gamma Release Assay (TBGOLD)	Lithium-Heparinat-Plasma	CLIA	AM-KC-145/E	LIAISON XL	CE
--	---------------------------------	-------------	--------------------	-------------------	-----------

Lysisreaktion

Analyt	Untersuchungsmaterial	Methode	Anweisung / Version	Gerät	CE- / in-Haus-Verfahren
Hämolysine	Serum	Agglutination (Röhrchentest)	AM-KC-370/N	manuell	CE

Mikroskopie

Analyt	Untersuchungsmaterial	Methode	Anweisung / Version	Gerät	CE- / in-Haus-Verfahren
Autoantikörper gegen Zellkerne (ANA)	Serum	IFT	AM-KC-315/O	FluoreszenzMikroskop, AP 16 IF Plus	ja
Autoantikörper gegen Mitochondrien (AMA)	Serum	IFT	AM-KC-315/O	FluoreszenzMikroskop, AP 16 IF Plus	ja
Autoantikörper gegen glatte Muskulatur (SMA)	Serum	IFT	AM-KC-315/O	FluoreszenzMikroskop, AP 16 IF Plus	ja
Autoantikörper gegen glomeruläre Basalmembran	Serum	IFT	AM-KC-320/P	FluoreszenzMikroskop	ja
Autoantikörper gegen Skelettmuskulatur (SKMA)	Serum	IFT	AM-KC-415/F	FluoreszenzMikroskop	ja
Autoantikörper gegen Granulozyten-Zytoplasma (C-ANCA, P-ANCA, X-ANCA)	Serum	IFT	AM-KC-337/L	FluoreszenzMikroskop, AP 16 IF Plus	ja
Autoantikörper gegen Endomysium	Serum	IFT	AM-KC-320/P	FluoreszenzMikroskop	ja
Autoantikörper gegen Phephigus- u. Pemphigoid	Serum	IFT	AM-KC-320/P	FluoreszenzMikroskop	ja
Autoantikörper gegen Leber-, Nieren-Mikrosomen (LKMA)	Serum	IFT	AM-KC-315/O	FluoreszenzMikroskop, AP 16 IF Plus	ja



Liste aller akkreditierten Analyten in der laborärztlichen Facharztpraxis Lübeck

Seite 15 von
30

Laborärztliche Gemeinschaftspraxis/Zentral – Labor Lübecker Ärzte, Von Morgen Str.3, 23564 Lübeck – Tel. 0451/610 90 0

Autoantikörper gegen Intrinsic-Faktor	Serum	IFT	AM-KC-315/O	FluoreszenzMikroskop, AP 16 IF Plus	ja
Antikörper gegen nDNA	Serum	IFT	AM-KC-319/I	FluoreszenzMikroskop, AP 16 IF Plus	ja

Spektrometrie (Immunturbidimetrie)

Analyt	Untersuchungsmaterial	Methode	Anweisung / Version	Gerät	CE- / in-Haus-Verfahren
IgA, IgG, IgM	Serum	Immunturbidimetrie	AM-LG-131/E	AU5800	CE
IgA, IgG, IgM	Synovialflüssigkeit	Immunturbidimetrie	AM-LG-110/I	AU5800	CE
Procalcitonin	Serum	Immunturbidimetrie	AM-KC-217/A	AU680	CE

Spektrometrie (Nephelometrie)

Analyt	Untersuchungsmaterial	Methode	Anweisung / Version	Gerät	CE- / in-Haus-Verfahren
C3-Komplement	Serum	Nephelometrie	AM-KC-195/A	BNII	CE
C4-Komplement	Serum	Nephelometrie	AM-KC-195/A	BNII	CE
IgA	Serum, Liquor	Nephelometrie	AM-KC-190/A, AM-KC-191/A	BNII	CE
IgG	Serum, Urin, Liquor	Nephelometrie	AM-KC-190/A, AM- KC-189/C, AM-KC- 191/A	BNII	CE
IgM	Serum, Liquor	Nephelometrie	AM-KC-190/A, AM- KC-191/A	BNII	CE
Kappa-Leichtketten	Serum, Urin	Nephelometrie	AM-KC-190/A	BNII	CE
freie Kappa-Leichtketten	Serum, Urin	Nephelometrie	AM-KC-209/G	BNII	CE
freie Lambda-Leichtketten	Serum, Urin	Nephelometrie	AM-KC-209/G	BNII	CE
Lambda-Leichtketten	Serum, Urin	Nephelometrie	AM-KC-190/A	BNII	CE
Anti-Streptolysin	Serum	Nephelometrie	AM-KC-306/M	BNII	CE
IgG-Subklassen	Serum	Nephelometrie	AM-KC-515/A	BNII	CE



Humangenetik (Molekulare Humangenetik)

Molekularbiologische Untersuchungen (Amplifikationsverfahren)

Analyt	Untersuchungsmaterial	Methode	Anweisung / Version	Gerät	CE- / in-Haus-Verfahren
Faktor II-Gen-Mutation (G20210A)	EDTA-Blut, Citrat-Blut	Real-time PCR	AM-KC-256/H	Fluorocycler12 / GenoXtract	CE
Faktor V-Gen-Mutation (G1691A)	EDTA-Blut, Citrat-Blut	Real-time PCR	AM-KC-256/H	Fluorocycler12 / GenoXtract	CE
Mutationen im HFE Gen (hereditäre Hämochromatose) (C282Y, H63D, S65C, E168X)	EDTA-Blut, Citrat-Blut	Real-time PCR	AM-KC-254/G	ThermoCycler Primus25/96	CE
Lactose-Intoleranz (T13910C & A22018G)	EDTA-Blut, Citrat-Blut	Real-time PCR	AM-KC-255/G	ThermoCycler Primus25/96	CE
HLA-B27-Gen	EDTA-Blut, Citrat-Blut	Real-time PCR	AM-KC-258/H	Fluorocycler	CE
DPYD-Gen	EDTA-Blut	Real-time PCR	AM-KC-272/A	CFX96 Real Time System 1000 Thermal Cycler	CE
hereditäre Fructose-Intoleranz (Aldolase B: A149P, A174D, N334K)	EDTA-Blut, Citrat-Blut	Real-time PCR	AM-KC-261/C	ThermoCycler Primus25/96	CE

Mikrobiologie

Agglutinationsteste

Analyt	Untersuchungsmaterial	Methode	Anweisung / Version	Gerät	CE- / in-Haus-Verfahren
Brucellen-Antikörper	Serum	Agglutination	AM-KC-324/F	manuell	CE
MRSA	Reinkultur	Latexagglutinationstest	AM-MI-135/D	manuell	CE
Pneumokokken	Reinkultur	Latexagglutinationstest	AM-MI-135/D	manuell	CE
Staphylococcus aureus	Reinkultur	Latexagglutinationstest	AM-MI-135/D	manuell	CE



Liste aller akkreditierten Analyten in der laborärztlichen Facharztpraxis Lübeck

Seite 17 von
30

Laborärztliche Gemeinschaftspraxis/Zentral – Labor Lübecker Ärzte, Von Morgen Str.3, 23564 Lübeck – Tel. 0451/610 90 0

Streptokokken	Reinkultur	Latexagglutinationstest	AM-MI-135/D	manuell	CE
Treponema pallidum	Serum	Agglutination (Flockungsbildung)	AM-KC-385/H	manuell	CE

Kulturelle Untersuchungen

Analyt	Untersuchungsmaterial	Methode	Anweisung / Version	Gerät	CE- / in-Haus- Verfahren
Anaerobier	Abszess, Abstriche (Anal, Kieferhöhle, Ohr, Tonsille, Urogenitaltrakt, Wunde, zahnärztliches Material), Blutkultur, Bronchialsekret, Katheterspitze, Punktate, Liquor	Kultur auf festen und flüssigen Medien	AM-MI-105/L	Bact Alert 3D, Brutschrank	CE
Bacillus spp.	Abszess, Abstriche (Anal, Bindehaut, Kieferhöhle, Ohr, Respirationstrakt, Tonsille, Urogenitaltrakt, Wunde, zahnärztliches Material), Blutkultur, Bronchial- u. Trachealsekret, Katheterspitze, Punktate, Liquor, Stuhl, Urin	Kultur auf festen und flüssigen Medien	AM-MI-108/F	Bact Alert 3D, Brutschrank	CE
Campylobacter spp.	Stuhl, Blutkultur, Liquor	Kultur auf festen und flüssigen Medien	AM-MI-123/K	Bact Alert 3D, Brutschrank	CE



Liste aller akkreditierten Analyten in der laborärztlichen Facharztpraxis Lübeck

Seite 18 von
30

Laborärztliche Gemeinschaftspraxis/Zentral – Labor Lübecker Ärzte, Von Morgen Str.3, 23564 Lübeck – Tel. 0451/610 90 0

Candida spp., Aspergillus spp.	Abszess, Abstriche (Anal, Bindehaut, Kieferhöhle, Ohr, Respirationstrakt, Tonsille, Urogenitaltrakt, Wunde, zahnärztliches Material), Blutkultur, Bronchial-u. Trachealsekret, Katheterspitze, Punktate, Liquor, Stuhl, Urin	Kultur auf festen und flüssigen Medien	AM-MI-106/H	Bact Alert 3D, Brutschrank	CE
Corynebacterium spp.	Abszess, Abstriche (Anal, Bindehaut, Kieferhöhle, Ohr, Respirationstrakt, Tonsille, Urogenitaltrakt, Wunde, zahnärztliches Material), Blutkultur, Bronchial- und Trachealsekret, Punktate, Liquor, Urin	Kultur auf festen und flüssigen Medien	AM-MI-100/H	Bact Alert 3D Brutschrank	CE
Dermatophyten	Haut, Haare, Nägel	Kultur auf festen Medien	AM-MI-119/H	Brutschrank	CE
EPEC/ EHEC/ EAEC	Stuhl	Kultur auf festen und flüssigen Nährmedien	AM-MI-200/I	Bact Alert 3D Brutschrank	CE
Enterobacterales	Abszess, Abstriche (Anal, Bindehaut, Kieferhöhle, Ohr, Respirationstrakt, Tonsille, Urogenitaltrakt, Wunde, zahnärztliches Material), Blutkultur, Bronchial- u.	Kultur auf festen und flüssigen Medien	AM-MI-120/H	Bact Alert 3D, Brutschrank	CE



Liste aller akkreditierten Analyten in der laborärztlichen Facharztpraxis Lübeck

Seite 19 von
30

Laborärztliche Gemeinschaftspraxis/Zentral – Labor Lübecker Ärzte, Von Morgen Str.3, 23564 Lübeck – Tel. 0451/610 90 0

	Trachealsekret, Katheterspitze, Punktat, Liquor, Stuhl, Urin				
Gardnerella vaginalis	Urogenitaltrakt, Bindehautabstrich	Kultur auf festen und flüssigen Medien	AM-MI-103/I	Bact Alert 3D Brutschrank	CE
Haemophilus spp.	Abstriche (Bindehaut, Ohr, Respirationstrakt, Tonsille), Bronchial- u. Trachealsekret, Kieferhöhlenpunktat, Liquor, zahnärztliches Material, Blutkultur	Kultur auf festen und flüssigen Medien	AM-MI-122/F	Bact Alert 3D Brutschrank	CE
Moraxella spp.	Abstriche (Bindehaut, Kieferhöhle, Ohr, Respirationstrakt, Tonsille, zahnärztliches Material), Bronchial- u. Trachealsekret, Punktat	Kultur auf festen und flüssigen Medien	AM-MI-109/K	Bact Alert 3D Brutschrank	CE
Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp.	Bronchial- u. Trachealsekret, Respirationstrakt, Urin, Urogenitaltrakt	Kultur auf festen und flüssigen Medien	AM-MI-115/F	Bact Alert 3D Brutschrank	CE
Neisseria spp.	Bindehautabstrich, Urogenitaltrakt, Liquor	Kultur auf festen und flüssigen Medien	AM-MI-109/K	Brutschrank Bact Alert 3D	CE



Liste aller akkreditierten Analyten in der laborärztlichen Facharztpraxis Lübeck

Seite 20 von
30

Laborärztliche Gemeinschaftspraxis/Zentral – Labor Lübecker Ärzte, Von Morgen Str.3, 23564 Lübeck – Tel. 0451/610 90 0

Nonfermenter	Abszess, Abstriche (Anal, Bindehaut, Kieferhöhle, Ohr, Respirationstrakt, Tonsille, Urogenitaltrakt, Wunde, zahnärztliches Material), Blutkultur, Bronchial- u. Trachealsekret, Katheterspitze, Punktate, Liquor, Stuhl, Urin	Kultur auf festen und flüssigen Medien	AM-MI-102/M	Brutschrank Bact Alert 3D	CE
Salmonella spp.	Blutkultur, Stuhl, Urin	Kultur auf festen und flüssigen Medien	AM-MI-200/I	Bact Alert 3D Brutschrank	CE
Shigella spp.	Stuhl, Rektalabstrich	Kultur auf festen und flüssigen Medien	AM-MI-200/I	Bact Alert 3D Brutschrank	CE
Staphylococcus spp.	Abszesse, Abstriche (Anal, Bindehaut, Kieferhöhle, Ohr, Respirationstrakt, Tonsille, Urogenitaltrakt, Wunde, zahnärztliches Material), Blutkultur, Bronchial- u. Trachealsekret, Katheterspitze, Punktate, Liquor, Stuhl, Urin	Kultur auf festen und flüssigen Medien	AM-MI-104/N	Bact Alert 3D Brutschrank	CE



Liste aller akkreditierten Analyten in der laborärztlichen Facharztpraxis Lübeck

Seite 21 von
30

Laborärztliche Gemeinschaftspraxis/Zentral – Labor Lübecker Ärzte, Von Morgen Str.3, 23564 Lübeck – Tel. 0451/610 90 0

Streptococcus spp., Enterococcus spp., Vancomycin- resistente Enterokokken	Abszesse, Abstriche (Anal, Bindehaut, Kieferhöhle, Ohr, Liquor, Respirationstrakt, Tonsille, Urogenitaltrakt, Wunde, zahnärztliches Material), Blutkultur, Bronchial- u. Trachealsekret, Urin, Katheterspitze, Punktate	Kultur auf festen und flüssigen Medien	AM-MI-101/M	Bact Alert 3D Brutschrank	CE
Vibrio spp.	Stuhl, Blutkultur	Kultur auf festen und flüssigen Medien	AM-MI-127/F	Brutschrank	CE
Yersinia spp. mit Ausnahme von Yersinia pestis	Stuhl	Kultur auf festen und flüssigen Medien	AM-MI-118/F	Brutschrank	CE

Keimidentifizierung

Analyt	Untersuchungsmaterial	Methode	Anweisung / Version	Gerät	CE- / in-Haus- Verfahren
Anaerobier	Kulturmaterial	biochemische Identifizierung	AM-MI-105/L	Brutschrank	CE
Bacillus spp.	Kulturmaterial	mikro- und makroskopische Identifizierung	AM-MI-108/E	Brutschrank	CE
Campylobacter spp.	Kulturmaterial	biochemische Identifizierung	AM-MI-123/K	VITEK2, Brutschrank	CE
Candida spp., Aspergillus spp.	Kulturmaterial	biochemische Identifizierung	AM-MI-106/H	VITEK2 Brutschrank	CE
Corynebacterium spp.	Kulturmaterial	biochemische Identifizierung	AM-MI-100/H	VITEK2 Brutschrank, Mikroskop	CE



Liste aller akkreditierten Analyten in der laborärztlichen Facharztpraxis Lübeck

Seite 22 von
30

Laborärztliche Gemeinschaftspraxis/Zentral – Labor Lübecker Ärzte, Von Morgen Str.3, 23564 Lübeck – Tel. 0451/610 90 0

Dermatophyten	Kulturmaterial	mikro- und makroskopische Identifizierung	AM-MI-119/H	Brutschrank, Mikroskop, Fluoreszenz Mikroskop	CE
EPEC/ EHEC/ EAEC	Kulturmaterial	biochemische Identifizierung, serolog. Typisierung	AM-MI-200/I	VITEK2, Brutschrank, Thermocycler, Hybridisierungssofen	CE
Enterobacterales	Kulturmaterial	biochemische Identifizierung	AM-MI-120/H	VITEK2	CE
Gardnerella vaginalis	Kulturmaterial	biochemische Identifizierung	AM-MI-103/I	Mikroskop, Brutschrank	CE
Haemophilus spp.	Kulturmaterial	biochemische, serolog. Identifizierung	AM-MI-122/F	Brutschrank	CE
Moraxella spp.	Kulturmaterial	biochemische Identifizierung	AM-MI-109/K	Brutschrank	CE
Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp.	Kulturmaterial	biochemische Identifizierung	AM-MI-115/F	Brutschrank	CE
Neisseria spp.	Kulturmaterial	biochemische Identifizierung	AM-MI-106/H	Mikroskop, Brutschrank	CE
Nonfermenter	Kulturmaterial	biochemische Identifizierung	AM-MI-109/K	VITEK2, Brutschrank	CE
Salmonella spp.	Kulturmaterial	biochem. Identifizierung, serolog. Typisierung	AM-MI-200/I	VITEK2, Brutschrank	CE
Shigella spp.	Kulturmaterial	biochem. Identifizierung, serolog. Typisierung	AM-MI-200/I	VITEK2, Brutschrank	CE
Staphylococcus spp.	Kulturmaterial	biochem. Identifizierung	AM-MI-104/N	VITEK2, Brutschrank, Thermocycler, Hybridisierungssofen	CE
Streptococcus spp., Enterococcus spp., Vancomycin-resistente Enterokokken	Kulturmaterial	biochem. Identifizierung, serolog. Typisierung	AM-MI-101/M	VITEK2	CE
Vibrio spp.	Kulturmaterial	biochemische Identifizierung	AM-MI-127/F	VITEK2, Brutschrank, Mikroskop	CE
Yersinia spp. mit Ausnahme von Yersinia pestis	Kulturmaterial	biochem. Identifizierung, serolog. Typisierung	AM-MI-118/F	Brutschrank, VITEK2	CE

Empfindlichkeitstestung

Analyt	Untersuchungsmaterial	Methode	Anweisung / Version	Gerät	CE- / in-Haus-Verfahren
--------	-----------------------	---------	---------------------	-------	-------------------------



Liste aller akkreditierten Analyten in der laborärztlichen Facharztpraxis Lübeck

Seite 23 von
30

Laborärztliche Gemeinschaftspraxis/Zentral – Labor Lübecker Ärzte, Von Morgen Str.3, 23564 Lübeck – Tel. 0451/610 90 0

Anaerobier	Kulturmaterial	Mikrodilution	AM-MI-105/L	Brutschrank	CE
Bacillus spp.	Kulturmaterial	Agardiffusion	AM-MI-108/E	Brutschrank	CE
Campylobacter spp.	Kulturmaterial	Agardiffusion	AM-MI-123/K	Brutschrank	CE
Candida spp.	Kulturmaterial	Mikrodilution	AM-MI-106/H	VITEK2	CE
Corynebacterium spp.	Kulturmaterial	Mikrodilution	AM-MI-100/H	VITEK2	CE
EPEC/ EHEC/ EAEC	Kulturmaterial	Mikrodilution	AM-MI-200/I	VITEK2	CE
Enterobacterales	Kulturmaterial	Mikrodilution, E-Test	AM-MI-120/H	VITEK2, Brutschrank	CE
Haemophilus spp.	Kulturmaterial	Agardiffusion	AM-MI-122/F	Brutschrank	CE
Moraxella spp.	Kulturmaterial	Agardiffusion	AM-MI-109/K	Brutschrank	CE
Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp.	Kulturmaterial	Mikrodilution	AM-MI-115/F	Brutschrank	CE
Neisseria gonorrhoeae	Kulturmaterial	Agardiffusion	AM-MI-109/K	Brutschrank	CE
Nonfermenter	Kulturmaterial	Agardiffusion, Mikrodilution, E-Test	AM-MI-102/M	VITEK2, Brutschrank	CE
Salmonella spp.	Kulturmaterial	Mikrodilution	AM-MI-200/I	VITEK2	CE
Shigella spp.	Kulturmaterial	Mikrodilution	AM-MI-200/I	VITEK2	CE
Staphylococcus spp.	Kulturmaterial	Mikrodilution	AM-MI-104/N	VITEK2, Thermocycler, Hybridisierungssofen	CE
Streptococcus spp., Enterococcus ssp., Vancomycin- resistente Enterokokken	Kulturmaterial	Mikrodilution, E-Test	AM-MI-101/M	VITEK2	CE
Yersinia spp. mit Ausnahme von Yersinia pestis	Kulturmaterial	Mikrodilution	AM-MI-118/F	VITEK2	CE

Ligandenassays

Analyt	Untersuchungsmaterial	Methode	Anweisung / Version	Gerät	CE- / in-Haus- Verfahren
Borrelien-Antikörper (IgG, IgM)	Serum	CLIA	AM-KC-405/G	LIAISON XL	CE
Toxoplasmose-Antikörper (IgG, IgM)	Serum	ECLIA	AM-KC-309/I	LIAISON XL	CE



Liste aller akkreditierten Analyten in der laborärztlichen Facharztpraxis Lübeck

Seite 24 von
30

Laborärztliche Gemeinschaftspraxis/Zentral – Labor Lübecker Ärzte, Von Morgen Str.3, 23564 Lübeck – Tel. 0451/610 90 0

Bordetella pertussis-Antikörper (IgG, IgA, IgM)	Serum	ELISA	AM-KC-399/J	Spektralphotometer "Sunrise" für Mikrotiterplatten, DSX	CE
Campylobacter jejuni-Antikörper (IgG, IgA)	Serum	ELISA	AM-KC-387/K	Spektralphotometer "Sunrise" für Mikrotiterplatten, DSX	CE
Chlamydia trachomatis-Antikörper (IgG, IgA, IgM)	Serum	ELISA	AM-KC-376/N	Spektralphotometer "Sunrise" für Mikrotiterplatten, DSX	CE
Chlamydia pneumoniae-Antikörper (IgG, IgA, IgM)	Serum	ELISA	AM-KC-376/N	Spektralphotometer "Sunrise" für Mikrotiterplatten, DSX	CE
Diphtherie-Antikörper (IgG)	Serum	ELISA	AM-KC-348/H	Spektralphotometer "Sunrise" für Mikrotiterplatten, DSX	CE
EHEC-Verotoxin	Stuhl, Stuhlanreicherung	ELISA	AM-MI-411/E	Spektralphotometer "Sunrise" für Mikrotiterplatten, DSX	CE
Mycoplasma pneumoniae-Antikörper (IgG, IgA, IgM)	Serum	ELISA	AM-KC-322/J	Spektralphotometer "Sunrise" für Mikrotiterplatten, DSX	CE
Tetanus-Antikörper (IgG)	Serum	ELISA	AM-KC-348/H	Spektralphotometer "Sunrise" für Mikrotiterplatten, DSX	CE
Yersinien-Antikörper (IgG, IgA, IgM)	Serum	ELISA	AM-KC-321/K	Spektralphotometer "Sunrise" für Mikrotiterplatten, DSX	CE
Helicobacter pylori-Antigen	Stuhl	ELISA	AM-MI-402/H	DSX	CE
Clostridioides difficile Toxin A und B	Stuhl	Schnelltest	AM-MI-414/D	DSX	CE
Gardia lamblia-Antigen	Stuhl	EIA	AM-MI-405/E	Manuell DSX	CE
Cryptosporidium parvum Antigen	Stuhl	EIA	AM-MI-409/D	Manuell DSX	CE
Verotoxin 1 und 2	Stuhl	EIA	AM-MI-411/E	Manuell DSX	CE
Clostridioides difficile-Antigen	Stuhl	Schnelltest	AM-MI-414/D	manuell	CE



Liste aller akkreditierten Analyten in der laborärztlichen Facharztpraxis Lübeck

Seite 25 von
30

Laborärztliche Gemeinschaftspraxis/Zentral – Labor Lübecker Ärzte, Von Morgen Str.3, 23564 Lübeck – Tel. 0451/610 90 0

Treponema pallidum-Antikörper (IgG, IgM)	Serum, Citrat-, Heparin-, EDTA-Plasma	membranfixierter Immunoblot (Line Assay)	AM-KC-354/I	manuell	CE
Yersinien-Antikörper (IgA)	Serum	membranfixierter Immunoblot (Line Assay)	AM-KC-339/J	manuell	CE
Borrelia-Antikörper IgG, IgM	Serum, Liquor	membranfixierter Immunoblot (Line Assay)	AM-KC-388/M	DSX	CE
Bordetella pertussis IgA, IgG	Serum	membranfixierter Immunoblot (Line Assay)	AM-KC-314/D	DSX	CE
Treponema pallidum-Antikörper	Serum, Liquor	CMIA	AM-KC-379/F	Architect i1000SR	CE

Mikroskopie

Analyt	Untersuchungsmaterial	Methode	Anweisung / Version	Gerät	CE- / in-Haus-Verfahren
Parasiten, Wurmeier	Stuhl, Klebestreifen-Präparat, Wurmbestandteile, Parasitenbestandteile, Duodenalsaft	Mikroskopisch, makroskopisch	AM-MI-131/J AM-MI-135/D	Mikroskop	CE
Trichomonas sp.	Urin, Urogenitaltraktsekret	Mikroskopie	AM-MI-131/J	Mikroskop	CE
Bartonella henselae-Antikörper IgG, IgM	Serum	Mikroskopie	AM-KC-300/I	Fluoreszenzmikroskop	CE
Bartonella quintana-Antikörper IgG, IgM	Serum	Mikroskopie	AM-KC-300/I	Fluoreszenzmikroskop	CE
Parasiten	Blut	Mikroskopie, Giemsa-Färbung	AM-LG-121/F	Mikroskop	CE
Hefen	Urin, Blut, Abstriche	Mikroskopie, nativ, Gramfärbung	AM-LG-107/E	Mikroskop	CE
Mycobacteria spp.	Resp. Material	Mikroskopie, Kinyoun	AM-MI-213/F	Mikroskop	CE
Bakterien	Mikrobiolog. Material, Kulturmaterial	Mikroskopie, nativ, Gramfärbung	AM-MI-213/F	Mikroskop	CE
Hefen, Schimmel, Dermatophyten	Haut, Haare, Nägel	Mikroskopie, nativ, Calcufluor, Lactophenol	AM-MI-119/H	Mikroskop, Fluoreszenzmikroskop	CE



Molekularbiologische Untersuchungen (Amplifikationsverfahren)

Analyt	Untersuchungsmaterial	Methode	Anweisung / Version	Gerät	CE- / in-Haus-Verfahren
Bordetella pertussis-DNA, Bordetella parapertussis-DNA	Kulturmaterial	PCR	AM-KC-262/A	Fluorocycler	ja
Neisseria gonorrhoeae-DNA	Kulturmaterial	PCR	AM-KC-263/A	Fluorocycler	ja
EHEC, EPEC, EIAC, ETEC-DNA (DNA, IPAH-, stx1-, stx2-, eae-Gen)	Kulturmaterial	Real-time PCR	AM-KC-260/D	ThermoCycler Primus25/96	ja
Staphylococcus aureus, mecA-, mecC-, PVL-Gen-DNA	Kulturmaterial	Real-time PCR	AM-KC-253/G	ThermoCycler Primus25/96	ja
Helicobacter pylori-DNA (Resistenzgene: Fluorchinolon (gyrA), Clarithromycin (23S))	Kulturmaterial	Real-time PCR	AM-KC-252/C	ThermoCycler Primus25/96	ja
Chlamydia trachomatis-DNA	Abstrich, Ejakulat, Urin	PCR	AM-KC-257/E	Fluorocycler	ja

Virologie

Ligandenassays

Analyt	Untersuchungsmaterial	Methode	Anweisung / Version	Gerät	CE- / in-Haus-Verfahren
Cytomegalie-Antikörper IgG, IgM	Serum	CLIA	AM-KC-406/F	LIAISON XL	CE
Epstein-Barr-Virus-Antikörper IgG, IgM, EBNA-1 und early Antigen	Serum, EDTA-Plasma, Lithium- o. Natriumheparin-Plasma	CLIA	AM-KC-408/E	LIAISON XL	CE
Hepatitis Be-Antigen und Antikörper	Serum	CLIA	AM-KC-407/G	LIAISON XL	CE



Liste aller akkreditierten Analyten in der laborärztlichen Facharztpraxis Lübeck

Seite 27 von
30

Laborärztliche Gemeinschaftspraxis/Zentral – Labor Lübecker Ärzte, Von Morgen Str.3, 23564 Lübeck – Tel. 0451/610 90 0

Hepatitis-Antikörper	Serum	CLIA	AM-KC-407/G	LIAISON XL	CE
VZV-Antikörper IgG, IgM	Serum	CLIA	AM-KC-396/E	LIAISON XL	CE
HSV 1/2-Antikörper IgG, IgM	Serum	ELISA	AM-KC-397/E	DSX	CE
Parvovirus B19-Antikörper IgG, IgM	Serum	CLIA	AM-KC-369/I	LIAISON XL	CE
Hepatitis A-Antikörper (HAV)	Serum, EDTA-Plasma, Lithium- o. Natriumheparin-Plasma	CLIA	AM-KC-401/H	Atellica Solution	CE
Hepatitis A-Antikörper IgM	Serum	CLIA	AM-KC-401/H	Atellica Solution	CE
Hepatitis Bc-Antikörper	Serum	CLIA	AM-KC-403/K	Atellica Solution	CE
Hepatitis Bs-Antigen (Hbs-Ag)	Serum	CLIA	AM-KC-403/K	Atellica Solution	CE
Hepatitis Bs-Antikörper (quantitativ)	Serum	CLIA	AM-KC-403/K	Atellica Solution	CE
Hepatitis B	Serum	CLIA (Oberflächenantigen-Bestätigungstest)	AM-KC-383/J	Atellica Solution	CE
Hepatitis C-Virus-Antikörper	Serum	CLIA	AM-KC-402/H	Atellica Solution	CE
Hepatitis E-Antikörper IgG, IgM	Serum, EDTA-Plasma	ELISA	AM-KC-520/A	Spektralphotometer "Sunrise" für Mikrotiterplatten, DSX	CE
HIV-1/-2-Antikörper + p24	Serum, EDTA-Plasma	CLIA	AM-KC-400/H	Atellica Solution	CE
Röteln-Antikörper IgM	Serum	CLIA	AM-KC-420/D	Atellica Solution	CE
Adenovirus-Antikörper IgG, IgA	Serum	ELISA	AM-KC-349/I	Spektralphotometer "Sunrise" für Mikrotiterplatten, DSX	CE
Enterovirus-Antikörper IgG, IgA, IgM	Serum	ELISA	AM-KC-514/B	Spektralphotometer "Sunrise" für Mikrotiterplatten, DSX	CE
Masern-Virus-Antikörper IgG, IgM	Serum	ELISA	AM-KC-343/F	Spektralphotometer "Sunrise" für Mikrotiterplatten, DSX	CE



Liste aller akkreditierten Analyten in der laborärztlichen Facharztpraxis Lübeck

Seite 28 von
30

Laborärztliche Gemeinschaftspraxis/Zentral – Labor Lübecker Ärzte, Von Morgen Str.3, 23564 Lübeck – Tel. 0451/610 90 0

Mumps-Virus-Antikörper IgG, IgM	Serum	ELISA	AM-KC-342/F	Spektralphotometer "Sunrise" für Mikrotiterplatten, DSX	CE
Varizella Zoster-Virus IgA	Serum	ELISA	AM-KC-317/K	Manuell, DSX	CE
SARS-CoV-2-Antikörper IgG, IgA	Serum	ELISA	AM-KC-316/A	Spektralphotometer "Sunrise" für Mikrotiterplatten, DSX	CE
SARS-CoV-2-Antikörper IgG	Serum	ELISA	AM-KC-318/B	Atellica solution	CE
Röteln-Virus-Antikörper IgG	Serum	ELISA	AM-KC-371/K	Manuell, DSX	CE
Rotavirus-Antigen	Stuhl	EIA	AM-MI-401/H	Manuell, DSX	CE
Adenovirus-Antigen	Stuhl	EIA	AM-MI-403/G	Manuell, DSX	CE
Norovirus-Antigen	Stuhl	EIA	AM-MI-404/H	Manuell, DSX	CE
Epstein-Barr-Virus-Antikörper IgG + Avidität	Serum	membranfixierter Immunoblot (Line Assay)	AM-KC-353/H	manuell	CE
Hepatitis C-Virus-Antikörper IgG	Serum	membranfixierter Immunoblot (Line Assay)	AM-KC-351/H	manuell	CE
Hepatitis E-Virus-Antikörper IgG, IgM	Serum	membranfixierter Immunoblot (Line Assay)	AM-KC-521/A	manuell	CE
HIV I + II Antikörper IgG	Serum	membranfixierter Immunoblot (Line Assay)	AM-KC-386/H	manuell	CE
CMV-Virus-Antikörper IgG, IgM	Serum	membranfixierter Immunoblot (Line Assay)	AM-KC-390/G	manuell	CE
SARS-CoV-2-Antikörper IgG	Serum	membranfixierter Immunoblot (Line Assay)	AM-KC-522/A	manuell	CE
Influenza A/B-Virus-Antikörper IgG, IgA, IgM	Serum	ELISA	AM-KC-302/G	Spektralphotometer "Sunrise" für Mikrotiterplatten, DSX	CE

Mikroskopie



Liste aller akkreditierten Analyten in der laborärztlichen Facharztpraxis Lübeck

Seite 29 von
30

Laborärztliche Gemeinschaftspraxis/Zentral – Labor Lübecker Ärzte, Von Morgen Str.3, 23564 Lübeck – Tel. 0451/610 90 0

Analyt	Untersuchungsmaterial	Methode	Anweisung / Version	Gerät	CE- / in-Haus- Verfahren
Respiratorisches Synzytial-Virus- Antikörper IgA, IgM	Serum	IFT	AM-KC-334/G	FluoreszenzMikroskop	CE

Molekularbiologische Untersuchungen (Amplifikationsverfahren)

Analyt	Untersuchungsmaterial	Methode	Anweisung / Version	Gerät	CE- / in-Haus- Verfahren
Influenza A/B-Virus-RNA	Abstrich	Real-time PCR	AM-KC-273/C	CFX96 Real Time System 1000 Thermal Cycler	CE
SARS-CoV-2-RNA	Abstrich	Real-time PCR	AM-KC-266/H	Mic-PCR / CFX96 Real Time System 1000 Thermal Cycler	CE

Transfusionsmedizin

Agglutinationsteste

Analyt	Untersuchungsmaterial	Methode	Anweisung / Version	Gerät	CE- / in-Haus- Verfahren
Blutgruppe(ABO-System)	Vollblut	Agglutination (Gelzentrifugationstest)	AM-KC-370/N	manuell	ja
Blutgruppe (Rh-System)	Vollblut	Agglutination (Gelzentrifugationstest)	AM-KC-370/N	manuell	ja
Blutgruppe (Kell-System)	Vollblut	Agglutination (Gelzentrifugationstest)	AM-KC-370/N	manuell	ja
Blutgruppe (P-System)	Vollblut	Agglutination (Röhrchentest)	AM-KC-370/N	manuell	ja
Blutgruppe (MNS-System)	Vollblut	Agglutination (Röhrchentest)	AM-KC-370/N	manuell	ja
Blutgruppe (Lutheran-System)	Vollblut	Agglutination (Röhrchentest)	AM-KC-370/N	manuell	ja
Blutgruppe (Lewis-System)	Vollblut	Agglutination (Röhrchentest)	AM-KC-370/N	manuell	ja
Blutgruppe (Kidd-System)	Vollblut	Agglutination (Röhrchentest)	AM-KC-370/N	manuell	ja
Blutgruppe (Duffy-System)	Vollblut	Agglutination (Röhrchentest)	AM-KC-370/N	manuell	ja



Liste aller akkreditierten Analyten in der laborärztlichen Facharztpraxis Lübeck

Seite 30 von
30

Laborärztliche Gemeinschaftspraxis/Zentral – Labor Lübecker Ärzte, Von Morgen Str.3, 23564 Lübeck – Tel. 0451/610 90 0

Antikörperdifferenzierung	Vollblut	Agglutination (Gelzentrifugationstest)	AM-KC-370/N	manuell	ja
Antikörper-Suchtest	Vollblut	Agglutination (Gelzentrifugationstest)	AM-KC-370/N	manuell	ja
Antikörperbestimmung (quantitativ)	Vollblut	Agglutination (Gelzentrifugationstest)	AM-KC-370/N	manuell	ja
Direkter Coombstest	Vollblut, EDTA-Blut	Agglutination (Gelzentrifugationstest)	AM-KC-381/F	manuell	ja
Indirekter Coombstest	Serum	Agglutination (Gelzentrifugationstest)	AM-KC-370/N	manuell	ja
Isohämagglutinin-Titer	Serum	Agglutination (Gelzentrifugationstest)	AM-KC-370/N	manuell	ja
Blutgruppe - direkter Coombstest	Nabelschnurblut	Agglutination (Gelzentrifugationstest)	AM-KC-352/H	manuell	ja