



Laden Sie das Programm kostenlos aus dem Apple AppStore oder dem Google PlayStore herunter.
Suchen Sie einfach nach LGPL oder Labor Lübeck.



NACH DEM START DES PROGRAMMS ERSCHEINT FOLGENDER BILDSCHIRM:

ANMELDEN

Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort ein und klicken Sie diesen Button um sich im Labor-Lübeck einzuloggen.



FINGERABDRUCK REGISTRIEREN

Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort ein und klicken Sie diesen Button. Bei der Android-Version müssen Sie zusätzlich Ihren Fingerabdruck scannen.



ANMELDEN MIT FINGERABDRUCK

Haben Sie Ihren Fingerabdruck registriert, können Sie sich ohne Eingabe des Benutzers und des Passworts durch klicken dieses Buttons und scannen Ihres Fingerabdrucks anmelden.



Leistungsverzeichnis

Hier können Sie unser Leistungsverzeichnis durchsuchen.



Ansprechpartner

Unsere Ansprechpartner stehen hier für Sie zur Verfügung. Mit klicken auf das Hörsymbol können Sie die gewünschte Rufnr. direkt anwählen. Bei der Android-Version besteht zusätzlich die Möglichkeit, direkt eine E-Mail zu versenden.



Benutzer-Registrierung / Registrieren

Haben Sie noch keinen Benutzernamen, füllen Sie bitte das Formular aus, um sich registrieren zu lassen.





Info zum Labor / Über das Labor

Impressum und Programminformation

IOS



Android



WENN SIE SICH ANGEMELDET HABEN, BEKOMMEN SIE FOLGENDE AUSWAHL:



BEFUNDE

Mit dieser Auswahl kommen Sie in die Suchmaske für die Befunde.



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Hier können Sie unser Leistungsverzeichnis durchsuchen.



ANSPRECHPARTNER

Unsere Ansprechpartner stehen hier für Sie zur Verfügung. Mit klicken auf das Hörsymbol können Sie die gewünschte Rufnummer direkt anwählen. Bei der Android-Version besteht zusätzlich die Möglichkeit, direkt eine E-Mail zu versenden.



EINSTELLUNGEN

In den Einstellungen können Sie die Befund-Push Funktion nach Ihren Wünschen konfigurieren.

Handy ist registriert

Für dieses Handy die Push Funktion ein oder ausschalten. Wenn Sie mehrere mobile Geräte bzw. Tablets benutzen, können Sie damit steuern, auf welchen Geräten Sie benachrichtigt werden wollen.

Alle neuen Befunde pushen

Alle Befunde, die für Sie bereitgestellt werden, lösen eine Benachrichtigung aus.

Nur Eilige/Notfall

Nur Befunde, die als eilig oder Notfall markiert sind, lösen eine Benachrichtigung aus, wenn sie für Sie bereitgestellt werden.

Nur pathologische

Nur Befunde, die pathologische Werte enthalten, lösen eine Benachrichtigung aus, wenn sie für Sie bereitgestellt werden.

Nur Panic-Values




Nur Befunde, die Panic-Value Werte enthalten, lösen eine Benachrichtigung aus, wenn sie für Sie bereitgestellt werden. Welche Untersuchungen und Werte das umfasst, müssen Sie zuvor mit dem Labor absprechen, da diese Daten im Laborsystem gepflegt werden.

»Die letzten drei Punkte können miteinander kombiniert werden.

IOS



Android



HABEN SIE BEFUNDE AUSGEWÄHLT, GELANGEN SIE IN DIE SUCH- UND AUSWAHLMASKE:



SUCHEN

In der Patientensuche können Sie den Namen oder die ID des Patienten als Filter eingeben. Hier können Sie auch einen Untersuchungsnamen eingeben, wenn Sie nicht die Befunde eines bestimmten Patienten, sondern alle Befunde mit einer bestimmten Untersuchung.


Mit dem Schalter nur pathologische können Sie die Suche auf Befunde mit pathologischen Werten einschränken.

Über die Datumsfelder **von** und **bis** können den Zeitraum, der durchsucht werden soll, begrenzen.

Als Standardwert ist hier ein Suchzeitraum ab heute die letzten drei Tage zurück vorgegeben. Wenn Sie das Filterfeld leer lassen, werden alle Befunde aus diesem Zeitraum angezeigt.

»Klicken Sie auf **suchen** zur Anzeige der Befunde.

IOS



Android



SCHNELLSUCHE ALLE BEFUNDE

In der Schnellsuche werden alle Befunde sofort ohne zusätzliches klicken auf den suchen Button angezeigt.



Push Befunde

Alle Befunde, die eine Benachrichtigung an Sie ausgelöst haben, werden angezeigt.



Seit letztem login

Alle Befunde, die seit Ihrem letzten Besuch für Sie bereitgestellt wurden, werden angezeigt.



von heute

Alle Befunde, die heute für Sie bereitgestellt wurden, werden angezeigt.



Im Befundausgang

Alle Befunde, die für Sie zum DFÜ Download bereit stehen, werden angezeigt.

WURDEN BEFUNDE GEFUNDEN, WERDEN SIE IN DER PATIENTENLISTE ANGEZEIGT:


In der Übersicht werden der Eingang und der Ausgang im Labor, sowie die Patientendaten angezeigt.



Befunde, die pathologische Werte enthalten, zeigen den Patienten in **roter** Schrift an und sind durch dieses Symbol gekennzeichnet.

Um sparsam mit der mobilen Datenverbindung umzugehen, werden immer nur max. 50 Patienten in der Liste übertragen. Um die nächsten 50 Patienten anzuzeigen klicken Sie bitte auf den > Button. Die vorherigen 50 Patienten erreichen Sie mit dem < Button.

» Klicken Sie den Patienten an, um den Befund anzuzeigen.





IN DER BEFUNDANSICHT WERDEN DIE BEFUNDWERTE ANGEZEIGT:

Die Lage des Ergebniswerts wird in der Referenzbereich-Grafik veranschaulicht.

 Auffällige Werte sind zusätzlich mit diesen Symbolen gekennzeichnet. Die Lesbarkeit von Textbefunden (z.B. in der Mikrobiologie) kann u.U. durch Drehen des Handys auf die Seite verbessert werden.

 Durch Antippen dieses Buttons können Sie sich einen PDF Befund an ihre hinterlegte Emailadresse schicken lassen.

 Durch Antippen dieses Buttons können Sie zu diesem Befund eine Nachforderung veranlassen. Geben Sie einfach die gewünschte Untersuchung als Text ein, dann wird der Probeneingang umgehend über Ihren Wunsch informiert.



Nachforderung
Bitte geben Sie die Untersuchung ein:

CKMB, Tropi

OK Cancel

Bitte geben Sie die Nachforderung ein:

Troponin, CKMB, CK

Abbrechen Ok

Für Fragen oder Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Hotline: 0451 - 61090-25
support@labor-luebeck.de

Stand: 07/2018
Version: 1.2